

# CREATE BETTER PATIENT OUTCOMES

## L'ARTE DELL'OSSIGENO

### HELIOS™

#### Plus e Marathon

##### Maggiore libertà

Sebbene sia molto piccolo, HELIOS Plus è potente. Dura fino a 9 ore e pesa solo 1,6 kg quando è completamente pieno. L'unità per ossigeno portatile HELIOS Marathon™ della CAIRE garantisce ai pazienti che si sottopongono ad ossigenoterapia una libertà straordinaria: dura fino a 22 ore e pesa solo 2,5 kg quando è completamente piena! L'unità portatile HELIOS Marathon fornisce ai pazienti un'intera giornata di autonomia. Sia che si tratti di una visita a parenti e amici o di andare a fare shopping, pescare o giocare a golf, i pazienti dispongono di una libertà di lunga durata senza la necessità di dover ricaricare la loro unità portatile o di portare bombole di ossigeno di riserva.

##### Flusso continuo e flusso a richiesta

Mentre altre unità per ossigeno portatili hanno un'autonomia limitata, il modello Helios Marathon™ si distingue per avere molteplici possibilità di regolazione che permettono sia la modalità a flusso continuo che quella a flusso a richiesta. Ora i pazienti che necessitano di flusso continuo possono beneficiare della tecnologia "no spill" (funzionamento anche in posizione orizzontale) nonché della portabilità per cui il sistema Helios™ è noto.

##### CARATTERISTICHE

- △ Non sono richieste batterie o elettricità
- △ L'unità può funzionare in qualsiasi posizione tra quella verticale ed orizzontale (distesa sulla parte posteriore).
- △ Il versatile dispositivo pneumatico (PDD) con doppia modalità fornisce:
  - △ Flusso a richiesta fino a 4 LPM
  - △ Flusso continuo fino a 6 LPM
- △ Non emette calore o rumore
- △ Manutenzione facile
- △ Tasso normale di evaporazione (NER) efficiente e ultra-basso
- △ Design resistente ed affidabile progettato per prevenire le perdite
- △ Comoda tracolla antiscivolo imbottita
- △ Può essere portato con una tracolla o con uno zaino per avere le mani libere.



## HELIOS

Plus e Marathon



### Specifiche prodotto

	HELIOS Plus (H300)	HELIOS Marathon (H850)
Capacità ossigeno liquido	0,41 kg	0,91 kg
Capacità gassosa equivalente	308 l	685 l
Peso, pieno	1,63 kg	2,54 kg
Peso, vuoto	1,22 kg	1,63 kg
Altezza incluso il manico	267 mm	381 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM (modalità a richiesta)	9 ore	22 ore
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM (modalità continua)	N/D	6,1 ore
Pressione di esercizio	22 psi (152 kPa)	22 psi (152 kPa)
Tasso normale di evaporazione (NER)	0,45 kg/giorno	0,39 kg/giorno
Flussi standard	Continuo: off, 0.12, 0.25, 0.5, 0.75 A richiesta: off, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4	Continuo: off, 1,2,3,4,5,6 A richiesta: off, 1.5, 2, 2.5, 3, 4

### Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice articolo
Unità per ossigeno portatile HELIOS Plus, H300	B-701604-00
Unità per ossigeno portatile HELIOS Marathon, H850	H850
<b>Accessori</b>	
Marsupio portatile HELIOS	B-701654-00
Zaino HELIOS Marathon	069209
Lunghezze multiple della cannula doppia	Disponibili tramite il servizio di assistenza clienti

CAIRE, Inc.  
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500  
Ball Ground, GA 30107  
Tel. +1 770.721.7759 • Numero verde +1-800-482-2473  
Fax +1 770.721.7758

Chart BioMedical, Ltd.  
Unit 6, Ashville Way  
Wokingham,  
Berkshire, RG41 2PL  
Tel. +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245